

**CERTIFICAT D'ADMISSION AU LABEL CERTICOLD**

**CERTIFICATE OF ADMISSION TO THE CERTICOLD LABEL**

La société : TSE EXPRESS MEDICAL  
Company

Pour son (ses) unité(s) localisée(s) à 40 rue Saint Jean de Dieu 69 366 LYON Cedex 07  
For company's unit(s) located in :

est autorisée à apposer le label Certicold Pharma « Engins de transport sous température dirigée pour les produits de santé » en application des règles générales du label et des spécifications complémentaires figurant dans le cahier des charges CC-01 pour les produits suivant :

*is allowed to affix the Certicold «Temperature-controlled Carriage Equipment» mark in application of the General Rules of the mark and the additional specifications listed in the Specific Rules CC-01 to the following temperature-controlled carriage equipment:*

Désignation commerciale : MASTER PLANCHER CABINE  
Trade name:

Marque commerciale et type : MASTER PLANCHER CABINE  
Make and type:

Le présent certificat atteste que le produit désigné est certifié conforme aux normes et spécifications complémentaires figurant dans le cahier des charges général CC-00 et le cahier des charges CC-01, que les résultats d'essais figurant aux rapports d'essais BCE 15-023, BCE 15-024 et T5534 sont déclarés conformes, que la production et le système qualité du fabricant ont fait l'objet des contrôles définis par les règles du cahier des charges CC-01 et figurant au rapport d'audit N° 2015-07-28-CTCTP-FR-005, et que le produit est accompagné lors de sa livraison d'une notice d'information validée dans le cadre de la certification.

*This certificate testifies that the above designated product has been certified to comply with the standards and additional specifications listed in the CC00 and CC-01, that the tests results contained in tests reports references BCE 15-023, BCE 15-024 et T5534 ,that the manufacturer's production and quality assurance system have been checked as provided for specifications CC-01 and referenced in audit report N°2015-07-28-CTCTP-FR-005 and that the product upon delivery includes an information leaflet which has been approved in the certification process.*


Certificat n° CTCTP-FR-005-003 rév. -- valable pour une durée de 36 mois, jusqu'au 30 Novembre 2018.  
Certificate no. ----- rev. --valid for a 36-month period, until -----.

Ce certificat est valable jusqu'à la date mentionnée ci-dessus sous réserve des résultats des contrôles réalisés par le Cemafrroid qui peut prendre les sanctions prévues par les règles générales de la marque et les règles spécifiques CC-01.

*This certificate is valid until the date mentioned above, subject to satisfactory results on the checks carried out by Cemafrroid, who may apply the sanctions provided for in the General Rules of the mark and the Specific Rules -----*

Fait à : Fresnes (France), le 30 Novembre 2015  
Established in:

CEMAFROID  
Le Président



Gérald CAVALIER

Domaine d'application	Domaine de température
PRODUITS DE SANTE	<input checked="" type="checkbox"/> +5°C ± 3°C <input checked="" type="checkbox"/> +22°C ± 3°C <input checked="" type="checkbox"/> -30°C ± 5°C

Descriptif du produit		
<input type="checkbox"/> Engin(s) frigorifique(s)	<input type="checkbox"/> Tri-compartment	<input type="checkbox"/> Paroi fixe
<input type="checkbox"/> Véhicule Utilitaire Léger (<3,5T)	<input type="checkbox"/> Multi-température	

Conformité technique, thermique	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maintien des températures dans des conditions représentatives :</b> véhicule cartographié (FD X 15140)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Isolation renforcée et performance du groupe frigorifique :</b> véhicule ATP
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Exactitude des mesures de température :</b> étalonnage et vérification des enregistreurs	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Maîtrise des isolants :</b> Audit tierce partie du fabricant
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Facilité de nettoyage</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Limites de chargement indiquées</b>

Conditions de caractérisation en température (FD X 15140) :		
T°C minimale : 0°C T°C maximale : +30°C	<b>A vide</b> <b>En charge</b>	<b>Tests de défaillance :</b> <b>Ouverture de porte</b> <b>Durée : 5 minutes</b>
